

Medicazione Assorbente, Autoadesiva e Antimicrobica TrioMed

DESTINAZIONE D'USO

La Medicazione Assorbente, Autoadesiva e Antimicrobica TrioMed è una medicazione monouso, confezionata singolarmente, da usare come medicazione di fissaggio primaria per un'ampia gamma di ferite o come medicazione secondaria per coprire o fissare oggetti. La medicazione è trattata con un antimicrobico brevettato a base di iodio per proteggere la superficie esterna dal deterioramento microbico. Ipoallergenica.

ISTRUZIONI:

Il prodotto può essere indossato fino a 5 giorni o per il periodo indicato dal proprio infermiere/medico..

Il prodotto ha una durata di conservazione di 5 anni.

Solo per uso esterno.

Monouso. Dopo la rimozione deve essere scartata in quanto non aderisce più alla cute adeguatamente.

Applicare su cute pulita, asciutta e priva di oli e creme.

Pulire delicatamente la ferita e asciugare la cute circostante. Rimuovere dalla confezione, staccare la pellicola di carta posteriore e posizionare la medicazione sull'area opportuna.

Conservare a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare diretta.

Smaltire secondo le norme del proprio paese.

CONTROINDICAZIONI:

Interrompere l'uso e consultare un medico in caso di sviluppo di irritazione o di sensibilità.

Questo prodotto contiene iodio, non deve essere usato da persone con accertata ipersensibilità allo iodio.

AVVERTENZE:

Il prodotto aiuta a proteggere contro alcune particelle contaminanti ma non elimina il rischio di contrarre malattie e infezioni.

Qualsiasi incidente grave verificatosi durante l'uso di questo dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'ente nazionale competente.

BENEFICI DEL PRODOTTO:

Non citotossico, privo di lattice e non infiammabile

Lo strato esterno attivo con la tecnologia antimicrobica TrioMed (a base di iodio) serve a proteggere la superficie esterna dal deterioramento microbico. Lo iodio è incorporato nella superficie esterna e quindi non può percolare o fuoriuscire dal materiale, il suo scopo è di rendere inattivi i batteri e i virus quando entrano in contatto con la superficie.

 TRIOMED™	 	Obelis S.A. Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2 732-59-54 Fax: +(32) 2 732-60-03 mail@obelis.net	 	I3 BioMedical Inc. 14163 boul. Curé Labelle Suite 50 Mirabel, Québec, Canada J7J 1M3 WWW.I3BIOMEDICAL.COM
--	--	--	--	---