

Pansement absorbant auto-adhésif antimicrobien TrioMed

UTILISATION PRÉVUE

Le pansement absorbant auto-adhésif antimicrobien TrioMed est un dispositif jetable à usage unique, emballé individuellement, est destiné à la fixation primaire dans un large éventail de plaies ou à servir de pansement secondaire pour couvrir ou sécuriser des dispositifs. Traité par un antimicrobien iodé breveté, le pansement protège la surface externe contre l'altération microbienne. Hypoallergénique.

INSTRUCTIONS :

Le produit peut être porté jusqu'à 5 jours, ou selon les recommandations du médecin/de l'infirmier(ière).

La durée de conservation du produit est de 5 ans.

Réservé à un usage externe.

Usage unique. S'il est retiré, il doit être jeté car il n'adhèrera plus à la peau.

Appliquer sur une peau propre, sèche et non recouverte d'huile ou de crème.

Nettoyer délicatement la plaie et sécher la peau environnante. Retirer l'emballage, décoller la protection et placer sur la zone.

Conserver à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Jeter conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

CONTRE-INDICATIONS

En cas d'irritation ou de sensibilité, retirer le dispositif et consulter un médecin.

Ce produit contenant de l'iode, il est contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité connue à l'iode.

AVERTISSEMENTS :

Le produit favorise la protection contre la contamination particulaire, mais l'exposition et le risque existent.

Tout incident majeur provoqué par l'utilisation du dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

LES AVANTAGES DU PRODUIT

Non cytotoxique, sans latex et ininflammable

La couche active supérieure bénéficie de la technologie antimicrobienne TrioMed (contenant de l'iode) pour protéger la surface externe contre l'altération microbienne. Intégré à la couche supérieure, l'iode ne peut s'échapper du matériau et agit sur les virus et bactéries susceptibles d'entrer en contact pour les rendre inactifs.

 TRIOMED TM	 	Obelis S.A. Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2 732-59-54 Fax: +(32) 2 732-60-03 mail@obelis.net	 	I3 BioMedical Inc. 14163 boul. Curé Labelle Suite 50 Mirabel, Québec, Canada J7J 1M3 WWW.I3BIOMEDICAL.COM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------