

## **TrioMed Antimikrobielles medizinisches Klebeband: Poröses Polymer**

### **VERWENDUNGSZWECK**

Das TrioMed Antimikrobielles medizinisches Klebeband: Poröses Polymer ist ein Einwegprodukt für die allgemeine Fixierung von Wundauflagen, Schläuchen oder anderen Vorrichtungen. Das Klebeband ist mit einem patentierten antimikrobiellen Mittel auf Jodbasis behandelt, um die äußere Oberfläche vor mikrobiellem Befall zu schützen. Wasserdicht. Hypoallergen.

### **ANLEITUNGEN:**

Das Produkt kann bis zu 3 Tage lang getragen werden, oder gemäß den Anweisungen des Pflegepersonals/Arztes bzw. der Ärztin.

Das Produkt hat eine Haltbarkeit von 3 Jahren.

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Nicht zur Wiederverwendung geeignet. Nach dem Entfernen ist es zu entsorgen, da es nicht mehr ordnungsgemäß auf der Haut anhaftet.

Auf der sauberen, trockenen und fett- oder cremefreien Haut aufbringen.

Die Haut über dem vorgesehenen Anwendungsbereich säubern und trocknen.

Die gewünschte Länge des medizinischen Klebebands abwickeln, um die Haftung aufrechtzuerhalten, und dabei die Klebefläche des Klebebands möglichst nicht berühren.

Die Größe und Form des Klebebands an die Anforderungen der Anwendung anpassen.

Beginnen Sie damit, eine Seite des Klebebands auf der Haut des Patienten anzubringen. Streichen Sie das verbleibende Teilstück des Klebebands glatt, ohne es zu dehnen oder zu ziehen, und vergewissern Sie sich, dass es angemessen und ohne Falten oder Lücken anhaftet.

Bei Raumtemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften entsorgen.

### **GEGENANZEIGEN:**

Bei Reizung oder Überempfindlichkeit die Anwendung abbrechen und einen Arzt aufsuchen.

Dieses Produkt enthält Jod. Es sollte nicht von Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Jod verwendet werden.

### **WARNHINWEISE:**

Das Produkt trägt zum Schutz vor bestimmten partikelförmigen Verunreinigungen bei, beseitigt jedoch nicht die Bloßstellung oder das Risiko einer Ansteckung mit der Erkrankung oder Infektion.

Alle schwerwiegenden Vorfälle, die sich bei der Verwendung dieses Produkts ereignen, sind dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde zu melden.

### **PRODUKTVORTEILE**

Die äußere aktive Schicht mit der antimikrobiellen TrioMed-Technologie (auf Jodbasis) dient dem Schutz der äußeren Oberfläche vor mikrobieller Schädigung. Das Jod ist in die äußere Oberfläche eingebettet und laugt daher nicht aus oder tritt aus dem Material aus. Es dient dazu, Bakterien und Viren unschädlich zu machen, wenn sie damit in Berührung kommen.



Obelis S.A. Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels, Belgium  
Tel: +(32) 2 732-59-54  
Fax: +(32) 2 732-60-03  
mail@obelis.net



**I3 BioMedical Inc.**  
14163 boul. Curé Labelle Suite 50  
Mirabel, Québec, Canada J7J 1M3  
[WWW.I3BIOMEDICAL.COM](http://WWW.I3BIOMEDICAL.COM)