

140 mm

225 mm



HYPOALLERGÉNIQUE
HYPOALLERGENIC



TRIOMEDTM

ANTIMICROBIEN
Pansement absorbant, auto-adhésif
Self-Adhesive Absorbent Dressing
ANTIMICROBIAL



5 unités / 5 units
8 x 10 cm
5 unités / 5 units
5 x 7 cm

5 mm

5 mm

140 mm

225 mm

ANTIMICROBIEN

Pansement absorbant, auto-adhésif

ANTIMICROBIAL

TRIOMED™
5 unités / 5 units
8 x 10 cm
5 unités / 5 units
5 x 7 cm

Le pansement TRIOMED™ est un pansement en emballage unitaire, à usage unique et jetable, destiné à servir de pansement de fixation primaire pour une grande variété de plaies ou de pansement secondaire pour recouvrir ou sécuriser des objets. Il est traité avec un agent antimicrobien breveté à base d'iode pour protéger le produit de la détérioration microbienne. Hypoallergénique.

The TRIOMED™ Antimicrobial Self-Adhesive Absorbent Dressing is an individually packaged, single use, disposable dressing intended as a primary fixation dressing for a wide range of wounds or as a secondary dressing to cover or secure objects. The dressing is treated with a patented iodine based antimicrobial to protect the product from microbial deterioration. Hypoallergenic.

INDICATIONS D'UTILISATION:

A usage externe uniquement. Appliquer sur une peau propre, sèche et exempte d'huile ou de crème. Entreposer à la température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil.

INDICATIONS FOR USE

For external use only. Apply on clean, dry and oil or cream free skin. Store at room temperature, away from direct sunlight.

INSTRUCTIONS:

Nettoyer délicatement la plaie et sécher la peau environnante. Retirer le pansement de son emballage, enlever la pellicule protectrice en papier et placer le pansement sur la zone prévue.

INSTRUCTIONS:

Gently clean the wound and dry the surrounding skin. Remove from package, peel away paper backing and place over intended area.



Ce produit contient de l'iode. Il ne doit pas être utilisé par des personnes présentant une hypersensibilité connue à l'iode.
This product contains iodine. It should not be used by persons with known iodine hypersensitivity.



- EN** TrioMed™ Antimicrobial Self-Adhesive Absorbent Dressing
- FR** Pansement absorbant, auto-adhésif et antimicrobien TrioMed™
- DE** TrioMed™ Antimikrobieller Selbstklebender Absorbierender Wundverband
- BG** TrioMed™ - самозалепваща антимикробна абсорбираща превръзка.
- EL** TrioMed™ Αντιμικροβιακός αυτοκόλλητος απορροφητικός επίδεσμος
- CZ** TrioMed™ Antimikrobiální samolepící absorpční obvaz
- DK** TrioMed™ Antimikrobiel Selykklæbende Absorbere
- NL** Antimicrobieel zelfklevend absorberend verband van TrioMed™
- EE** TrioMed™ antimikroobne isekleepuv imav side
- FI** TrioMed™ antimikroobinen itsekiinnittyvä absorboiva side
- HU** TrioMed™ antimikrobiális, ontapadó, abszorbens kötszer
- IT** TrioMed™ Medicazione antimicrobica assorbente autoadesiva
- LV** TrioMed™ antimikrobiāls pašlīmējoss absorbējošs pārsejs
- LT** TrioMed™ antimikrobinis lipnus sugeriantis tvarstis
- PL** TrioMed™ - samoprzylepny chłonny opatrunek przeciwbakteryjny
- PT** Compressa Autocollante Absorbente Antimicrobiana TrioMed™
- RO** Plasture steril autoadeziv cu corp absorbant antibacterian TrioMed™
- SK** Antimikrobiálna samolepiaca hygroskopická náplast TrioMed™
- SI** TrioMed™ protimikrobna samolepilna vpojna oboveza
- SP** Apósito absorbente auto-adhesivo antimicrobiano TrioMed™
- SE** TrioMed™ Antimikrobiellt självhäftande absorberande förband
- AR** تابورق فيل تلامس لاء و قمر لاء في تادو قمر لاء TrioMed™
- CN** TrioMed™ 抗菌自粘吸收性敷料
- JP** TrioMed™ 抗菌粘着性吸収包帯
- KR** TrioMed™ 항균 자기 접착 흡수 드레싱

I3 BioMedical Inc.
14163 boul. Cure Labelle Suite 50
Mirabel, Québec, Canada J7J 1M3
www.i3biomedical.com

EC REP

Obelis S.A. Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2 732-59-54
Fax: +(32) 2 732-60-03
mail@obelis.net



MD REF MAT-300-P



5 mm

5 mm